



AKČNÍ NABÍDKA

18. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

22.–23. 3. 2024, Clarion Congress Hotel Praha

Těšíme se na Vás u našeho stánku!

Představíme Vám naše nové produkty, upozorníme na akce a odpovíme na všechny Vaše dotazy.



měření kotníkových tlaků

Pracuje i pod tlakem. A ne jen jedním – boso ABI-systém 100

Poskytněte svým pacientům přímou cestu za správnou diagnózou.
S boso ABI-systém 100 zjistí Vaše zdravotní sestra problém za jednu minutu.

- včasná diagnostika pacientů s ICHDK
- jednoduché, spolehlivé a rychlé zjištění indexu kotník/paže (ABI - ankle brachial index)
- současné měření na všech 4 končetinách včetně stanovení poměru mezi P a L paží
- měření rychlosti pulzové vlny (PWV) – volitelné
- společný program ProfilManager XD pro AMTK, ABI a domácí měření TK
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR

-10 %

KÓDU VÝKONU:

12024 Měření ABI (indexu kotník-paže) na 4 končetinách oscilometrickou metodou

více informací najdete na:
www.boso-abi.cz



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- zvýšení prestiže ordinace
- úspory na vyžádané péči
- **159 bodů** za vyšetření (1x ročně)

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a velmi rychlé vyšetření
- odhalení ischémie dolních končetin
- stranový rozdíl TK na pažích



Návratnost pořízení boso ABI-systém 100 je v řádu **stovek vyšetření**. Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
769-001	boso ABI-systém 100	69 900 Kč	62 910 Kč
769-002	boso ABI-systém 100 + PWV	99 900 Kč	89 910 Kč
764-003	přístrojový vozík pro ABI-systém 100/PWV	23 500 Kč	21 150 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

ambulantní monitor TK (AMTK)

NOVINKA: tlakový holter boso TM-2450

Poradí si se syndromem bílého pláště, s maskovanou hypertenzí i objemnou paží pacienta. Rozumí si s ambulantními programy a investice do něj se Vám brzy vrátí.

Dopřejte Vaším pacientům komfort a mějte o jejich krevním tlaku dokonalý přehled

- **4 velikosti manžet, velikosti M a L v ceně kompletu**
- detekuje arytmií (např. fibrilaci síní), zobrazuje tlakovou křivku
- disponuje pohybovým a teplotním senzorem (informace o vlivu okolí na naměřené hodnoty)
- komfort pacienta díky hmotnosti pouhých 135 g
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími;
NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR

KÓDU VÝKONU:

17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

-10%

více informací najdete na:
www.tlakovy-holter.cz



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha, přesné měření
- rychlé a přehledné vyhodnocení naměřených hodnot
- kompletní seznam: www.tlakovy-holter.cz
- **434 bodů** za vyšetření (2x ročně u PL)

Benefity pro pacienta:

- menší, lehčí a tišší záznamník
- kvalitní pouzdro pro pohodlné nošení
- jistota v otázce zdravotního stavu



Investice do boso TM-2450 je rentabilní už po **1 roce**.
Vyžádejte si od nás rozvahu návratnosti přístroje.



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
737-005	boso TM-2450 (v ceně 2 manžety)	45 900 Kč	41 310 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spirometry

Dýchejte, prosím – USCOM SpiroSonic FLO

Alergik, astmatik, pacient po covidu i s CHOPN. Ti všichni ocení ultrazvukovou přesnost měření spirometru a 99,9999% ochranu před viry a bakteriemi.

-10 %

- počítačový USB spirometr
- ultrazvukový princip měření (žádné mechanické části)
- **screening astma, CHOPN a rakoviny plic**
- propojení s PC a vyhodnocovacím SW SpiroReporter
- automatická a rychlá kalibrace před každým měřením
- **snadné a rychlé provedení dezinfekce**
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

KÓD VÝKONU:

25211 Screening (orientační spirometrie)



více informací najdete na:
www.spirometr.cz

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 revize kódu 25211
- **171 bodů za vyšetření** (2x ročně)
- možnost vyšetření i v době covidu
- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům

Benefity pro pacienta:

- prevence plicních onemocnění
- jistota bezpečnosti díky antibakteriálním filtrům

➔ NÁŠ TIP:

- Jednorázový **antibakteriální** a **antivirový** eliptický náustek pro bezpečné a rychlé provedení spirometrie.
- Účinnost filtrace bakterií / virů **99,9999 %**.
- **Ověřeno Nelson Laboratories** v Salt Lake City, USA.



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
701-003	Uscom SpiroSonic FLO	34 900 Kč	31 410 Kč
787-101	antibakteriální filtr, eliptický náustek (min. množství 50 ks)	34 Kč	30,60 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

analyzátory CO

NOVINKA: Kvantitativní stanovení CO s přístroji Smokerlyzer

Smokerlyzer® je ruční měřič CO – obsahu oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Je vhodný jak pro použití praktickým lékařem pro screening, tak i pro použití pacientem při odvykací terapii.

Základní charakteristika (piCO a Micro+):

- malý ruční měřič CO (oxidu uhelnatého) ve vydechovaném vzduchu
- měření **ppm CO** v dechu a **%COHb** v krvi
- barevný dotykový LCD displej pro **současné zobrazení** všech naměřených hodnot
- jednoduché ovládání a zobrazování výsledků
- velká přesnost, nízká citlivost na vodík
- **jednostranný filtr**, jednorázové náústky
- rozsah měření koncentrace 0–150 ppm

Micro+™ (rozšiřující funkce):

- zobrazení i **%FCOHb** v plodu u těhotných žen
- vnitřní **paměť na 150 měření** s datem a časem
- rozšířený rozsah měření koncentrace **0–500 ppm**
- přístroj umožňuje vytvořit profily jednotlivých klientů
- softwarová aplikace pro práci s výsledky

-10%

KÓD VÝKONU:

25224 Kvantitativní stanovení oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- od 1. 1. 2022 nový výkon 25224
- **176 bodů** za vyšetření (4× ročně)
- sdílený výkon pneumologie a VPL

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
788-001	Smokerlyzer piCO, dechový CO analyzátor	13 500 Kč	12 150 Kč
788-011	Smokerlyzer Micro+, profesionální dechový CO analyzátor	17 500 Kč	15 750 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové počítačové EKG

PADSY-ECG – „teploměr“ na srdce do Vaší ordinace

V žádné lékárnice by neměl chybět teploměr, v žádné ordinaci klidové EKG.

- 12kanálové počítačové EKG
- propojení s PC přes **USB** (ECG Top D) nebo **Bluetooth** (ECG Top BT)
- vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz
- detekce kardiostimulačních impulsů
- délka záznamu 10–180 sekund
- detekce a zobrazení odpadlých elektrod
- **automatické rozměření intervalů**
- porovnání 2 libovolných EKG křivek
- **automatická slovní interpretace HES** (volitelné)
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

-10 %

KÓDU VÝKONU:

09127 EKG vyšetření



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- přímá lékařská činnost místo distribuce ke specialistům
- jednoduché základní vyšetření pro většinu pacientů
- **170 bodů za vyšetření**

Benefity pro pacienta:

- bezbolestné a rychlé vyšetření u svého PL
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
810-050	klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top D)	51 900 Kč	46 710 Kč
810-040	klidové PC-ECG PADSY-EKG (ECG Top BT)	58 900 Kč	53 010 Kč
815-106	SW modul automatické interpretace HES pro PADSY	8 800 Kč	7 920 Kč
712-007	elektroda EKG hrudní Ag/AgCl s balonkem	290 Kč	261 Kč
712-056	elektrody EKG končetinové AgCl, sada 4 ks	1 690 Kč	1 521 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Jemně ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody DT80

Podtlakové EKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní EKG křivku. A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

- podtlaková pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
- **4stupňová** úroveň sání s indikací pomocí LED diod
- snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
- několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
- **4 různé typy uchycení**
- integrovaná defibrilační ochrana
- úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

možnosti provedení

- flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
- s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojezdné

-10 %



Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
- možnost výhodného daňového odpisu
- **kompatibilita se všemi EKG přístroji**

Benefity pro pacienta:

- maximální komfort i kvalita vyšetření
- odhalení problémů se srdcem



Využijte **okamžitý odpis** do hodnoty 80 000 Kč.
Vyplatí se!



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
772-031	DT80B plus, pojezdný	75 500 Kč	67 950 Kč
772-030	DT80B, stolní	66 900 Kč	60 210 Kč
772-032	DT80B, s uchycením na zeď (772-565)	68 300 Kč	61 470 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

pletysmografie - chladové testy

Multifunkční pomocníci **AngE ABI** a **Phlebo** změní všechno – palec na to!

Kámoši jak hrom, jsou AngE Pro 4 a AngE Phlebo. Praktikům i diabetologům pomohou každý zvlášť, ale nebojí se ani vzájemné spolupráce při měření prokrvení tkání a nejrůznějších tlaků.

- 4kanálový simultánní oscilografický pletysmograf (4 manžety)
- 2kanálový žilní a arteriální fotopletyšmograf (2 PPG sondy, teplotní čidla)
- možnost kontinuálního i segmentálního měření
- grafická a numerická analýza pulzové vlny
- měření parametrů **ABI, TBI, PWI, PWV, Oliva-Roztočil index** a mnoho dalších
- prstová pletysmografie (Raynaudův syndrom), **chladové testy** (srovnání nativních hodnot s hodnotami po ochlazení)
- žilní reflux / svalová pumpa
- komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR, AMICUS, Medicus, SmartMEDIX a dalšími; **NOVĚ propojen i s cloudovým CGM MEDISTAR**

-10%



AngE Pro 4

4kanálová simultánní oscilografická pletysmografie



AngE Phlebo

2kanálový fotopletyšmograf



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
845-010	AngE Pro4 ABI+ (ABI, PWI)	139 900 Kč	125 910 Kč
845-126	TBI modul (pro AngE Pro4 ABI+)	45 900 Kč	41 310 Kč
845-030	AngE Phlebo OPO (chladové testy)	107 900 Kč	97 110 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

automatický externí defibrilátor

Zachránce života – CardiAid AED

Tempo doby i života se zrychlilo a stát se může cokoliv. Buďme připravení. S AED může život zachránit i laik. Cena za záchranu života nikdy nebyla nižší.

- snadné ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci
- automatické zapnutí při otevření krytu
- akustické a vizuální navádění v českém jazyce
- diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie
- automatické ukládání EKG záznamů a událostí do paměti zařízení
- pravidelný autotest přístroje
- možnost využití v terénu při návštěvních službách

verze FULL automatic (CT0207RF)

- automatické vydání výboje – bez asistence obsluhy, přístroj provede výboj sám

verze SEMI automatic: (CT0207RS)

- jedno ovládací tlačítko – pro podání výboje obsluhou

Benefity pro vaši lékařskou praxi:

- zvýšení prestiže ordinace
- možnost záchranu života v nepřítomnosti lékaře

-10 %



držák na zeď



robustní a odolný úložný box na zeď



totem pro venkovní instalace

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
709-503cz	defibrilátor AED CardiAid FULL	46 400 Kč	41 760 Kč
709-501cz	defibrilátor AED CardiAid SEMI	44 900 Kč	40 410 Kč
709-562	AED držák na zeď	2 950 Kč	2 655 Kč
709-564	AED úložný box s alarmem	7 690 Kč	6 921 Kč
709-581	AED Rotaid Totem	22 990 Kč	20 691 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostická stanice

Vlajková loď měření tlaku – SunTech® CT40

Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? Nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty, které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

- **automatický měřič TK s přesností měření BHS A/A**
 - klinické měření TK technologií Clinical-grade Advantage™
 - **vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot** (1-5 měření tlaku)
 - v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.
 - možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
 - automatické oscilometrické měření TK
 - manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygMode™
 - 6 velikostí manžet
- možnost rozšíření o **teploměr**
 - kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
- možnost rozšíření o měření **SpO₂**
 - saturační čidlo Nellcor®
 - saturační čidlo Masimo SET®
- možnost umístění na pojízdný stojan
- komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, AMICUS, PC DOKTOR a dalšími

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
825-501	měřič TK SunTech CT40, vč. 2 ks manžet	23 900 Kč	21 510 Kč
825-522	Nellcor SpO ₂ , přídatný modul	11 500 Kč	10 350 Kč
764-101	pojízdný stojan pro SunTech® CT40™	11 900 Kč	10 710 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

tonometry

NOVINKA: boso medicus exclusive (lékařský set)

Tonometr boso medicus exclusive pro lékařské praxe se 2 manžetami a napájecím zdrojem.

- přesný elektronický měřič krevního tlaku s mnoha funkcemi
- přesnost měření klinicky ověřena (ESH)
- „Tri-Check“ funkce - automatické provedení 3 měření se zobrazením průměrné hodnoty
- velký kontrastní displej pro zobrazení 3 hodnot
- inteligentní automatika nafouknutí manžety
 - alternativní předvolba nafouknutí na 180/210/240 mmHg
- detekovaná arytmie je zobrazena graficky na displeji
- vyhodnocení TK dle WHO stupnice
- indikátor pohybu pacienta při měření
- součástí dodávky je:
 - univerzální manžeta pro obvod paže 22-42 cm,
 - velká manžeta pro obvod paže 32-48 cm
 - napájecí zdroj



-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-018s	Tonometr boso medicus exclusive, lékařský set	3 700 Kč	3 330 Kč

BESTSELLER: boso Nova S nepřehlédnutelný tonometr

Aneroidní tonometr s nepřehlédnutelnou stupnicí v provedení na stůl, zeď nebo pojízdný stojan.

- dvouhadicový aneroidní tonometr
- velký přístroj vyvinutý pro kliniky a soukromé praxe
- průměr stupnice 125 mm
- přehledná a dobře čitelná stupnice
- dodává se se standardní manžetou na suchý zip pro obvod paže 22-32 cm
- robustní antikorozní měřicí systém
- stabilní stojan na stůl
- možnost otáčení přístroje
- praktický odkládací prostor pro manžetu
- dostupná široká škála manžet (od dětských po extra velké, stehenní)



-10 %

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
740-342	Tonometr boso nova S, stolní	2 690 Kč	2 421 Kč
740-343	Tonometr boso nova S, na stěnu	2 790 Kč	2 511 Kč
740-345	Tonometr boso nova S, s pojízdným stojanem	4 990 Kč	4 491 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy KERN

Ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. Nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

- zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/EHS
- možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
- **třída přesnosti III**
- váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
- velká vážicí platforma s protiskluzovým povrchem
- síťový adaptér (externí) součástí balení

MPE 250K100HM s výškoměrem

MPE 250K100PM

- oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
- výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
- 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPD 250K100M

- LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MSF 200

- pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
- odečítání na stupnici s posuvnou skládací záračkou
- pevný hliníkový profil
- rozsah měření: 60–205 cm
- stupnice po 1 mm


-10 %



MPE 250K100HM
s výškoměrem



MPE 250K100PM



MPD 250K100M



výškoměr
MSF 200

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
761-006	osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem	20 100 Kč	18 090 Kč
761-005	osobní váha KERN MPE 250K100PM	18 600 Kč	16 740 Kč
761-004	osobní váha KERN MPD 250K100M	13 300 Kč	11 970 Kč
761-271	výškoměr MSF 200	3 300 Kč	2 970 Kč
761-901	prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby	2 300 Kč	2 070 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

oxymetry

Malý, ale šikovný pomocník – PC-60F a PC-60B1

Necítí se Váš pacient dobře? Obtížně dýchá?
Nasaďte mu tohoto malého šikulu a brzy bude jasno.

- vhodný pro domácí použití, pro lékaře i kliniky
- dvoubarevný OLED displej s orientací ve 4 směrech
- zobrazení SpO₂, TF, PI
- s větší odolností proti pádu a vodě
- 2 pracovní režimy: jednorázové a kontinuální měření (platí jen pro PC-60F)
- nízká spotřeba energie – výdrž až 30 hodin měření

KÓD VÝKONU:

09125 Pulzní oxymetrie, **99 bodů**

-20 %



PC-60F



PC-60B1

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-320	pulzní oxymetr PC-60F, černo-modrý	2 100 Kč	1 680 Kč
725-301	pulzní oxymetr PC-60B1, modrý	2 100 Kč	1 680 Kč
725-302	pulzní oxymetr PC-60B1, oranžový	2 100 Kč	1 680 Kč



Ruční pulzní oxymetr Utech UT100

U lékaře, na klinice nebo doma, tento oxymetr nedělá rozdíly.
A investici Vám vrátí po 20 vyšetřeních.

- vhodný pro použití na jednotkách intenzivní péče, v ambulancích či na pohotovostech
- kompaktní, lehký a snadno přenosný
- 3,5" barevný LCD displej s vysokým rozlišením
- pro rychlé a spolehlivé změření SpO₂ a tepové frekvence
- ergonomický design - pohodlně se vejde do dlaně
- možnost nastavení hlasitosti a rozmezí alarmů
- nabíjení je možné přes stojánek nebo z kabelu (platí jen u modelu uPM60)
- součástí dodávky je: přístroj, pevný klipový senzor pro dospělé, nabíjecí stojánek a síťový zdroj (platí jen u modelu uPM60)

KÓD VÝKONU:

09125 Pulzní oxymetrie, **99 bodů**

-20 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
725-502	Ruční pulsní oxymetr Utech UT100	8 400 Kč	6 720 Kč
725-503	Ruční pulsní oxymetr Utech uPM60	8 900 Kč	7 120 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

otoskopy, oftalmoskopy

Vše, co se týká zvuku, najde LuxaScope Auris v uchu

Otoskopy řady LuxaScope Auris si na problémy ucha doslova posvítlí. A tím, že do diagnostiky onemocnění či poruch funkce ucha vnese jasné světlo, přispěje k jejich včasnému řešení.

- **technologie CCT LED s 2× 4 soustřednými LED diodami**, s různou teplotou barvy světla (4x LED 3 000 K - teplé světlo, 4x LED 6 000 K - studené světlo)
- **technologie LED-Ring s 6 soustřednými LED diodami** (6x LED 4 000 K - denní bílá barva)

společné vlastnosti:

- regulace intenzity světla (stmívatelný)
- lupa s 3násobným zvětšením, otočná
- optimalizovaný design hlavy otoskopu, bez omezení zorného pole
- automatické vypnutí po 3 min.
- životnost LED diod cca 100 000 hod.
- 4 barevná provedení (1 - černý, 2 - modrý, 3 - šedý, 9 - bílý)

KÓD VÝKONU:

02250 Otoskopie v ordinaci praktického lékaře, **142 bodů**

-10 %




Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
755-00x	Otoskop LuxaScope Auris CCT LED, černý, modrý, šedý, bílý	2-995-Kč	2 696 Kč
755-01x	Otoskop LuxaScope Auris LED, černý, modrý, šedý, bílý	2-290-Kč	2 061 Kč
755-02x	Otoskop LuxaScope Auris LED, Colour Edition	2-290-Kč	2 061 Kč

oftalmoskop LuxaScope Oculus

Vyšetření očního pozadí praktickým lékařem u sledovaných diabetiků.

- přímý oftalmoskop v kapesní velikosti
- refrakční rovnováha: +20 až -20 dioptrií (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20)
- 5 různých štěrbin: Fadenkreuz, velký kruh, malý kruh, půlkruh, zelený filtr
- osvětlení: LED
- lze ztlumit pro individuální jas bez oslnění
- automatické vypnutí po 3 minutách
- životnost LED: cca. 50 000 hod.
- barevná teplota: cca. 4.200 K
- optimalizovaný design hlavy
- elektronický tlačítkový vypínač ON/OFF
- napájení: 2× AAA alkalické baterie
- více barevných provedení (01 - černý, 09 - bílý, 13 - bílo-sv. modrý, ...)

-10 %



Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
755-6xx	Oftalmoskop LuxaScope Oculus, LED 2,5V	3-690-Kč	3 321 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

diagnostické ultrazvuky

NOVINKA: Ultrazvuková sonda ViaMed 2v1

Malý a šikovný pomocník nejen pro praktické lékaře.

Inovativní konstrukce ultrazvukové sondy 2v1, jež má z jedné strany lineární sondu a z druhé konvexní sondu. Volbu sondy provedete delším stisknutím hlavního tlačítka.

Lineární sonda se typicky používá k vyšetření povrchových orgánů, proto jsou obvykle konstruovány na vyšší frekvence.

Konvexní sonda se nejčastěji používá naopak k vyšetření tkání a orgánů umístěných hlouběji v těle, frekvence je nižší.



- lineární a konvexní sonda v jednom zařízení
- výborný pomocník pro praktické lékaře
- vhodný pro vyšetření žlučníku, plic, ledvin, jater, štítné žlázy a cévního systému
- výborný pomocník při provádění punkcí
- používá Wi-Fi síť pro přímé spojení s tabletem, telefonem nebo počítačem

Základní vlastnosti:

- úprava obrazu: gain, dynamika, fokus, hloubka, frekvence, zrnitost obrazu
- možnost měření: délka, plocha, úhel, porodnické kalkulece, měření průtoků cév, navádění jehly
- zmrazení obrazu "freeze": krátkým stiskem tlačítka sondy
- přenosu a ukládání obrázků/průběhu záznamu vyšetřované oblasti do úložiště vašeho PC/tabletu
- sonda je navíc výborný pomocník při provádění punkcí



držák tabletu/iPadu



pojízdný stojan IMS-CQ01

Obj. č.:	Název	Původní cena	Akční cena
748-001	Ultrazvuková sonda 2v1	132 979 Kč	na dotaz
764-106	Pojízdný stojan IMS-CQ01, držák tabletu/iPadu, sleva -10 %	17 500 Kč	15 750 Kč
764-151	Pojízdný stojan IMS-CQ02, velký držák tabletu/iPadu, sleva -10 %	18 900 Kč	17 010 Kč



Uvedené ceny jsou vč. DPH a jsou platné do 14. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Přístrojové vozíky EC a ECM

Najdeme řešení pro každý lékařský přístroj

- 4ramenná práškově lakovaná Al základna
- výška šasi 81/121/155 cm
- 4" dvojitá kolečka, 2x s brzdou
- systém pro vedení kabelů
- variabilní systém příslušenství (police, košíky, ramena na kabely, držák monitorů...)

DOPŘEJTE
VAŠEMU
PŘÍSTROJI
POHODLNÝ
DOMOV



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz
blog.compek.cz

 **COMPEK**
MEDICALSERVICES
DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE



pobočka Plzeň:

mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:

mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:

mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Westend Plazza, Lamačská 3B, 841 01 Bratislava
mobil: +421 908 758 793
e-mail: info@compek.sk
web: www.compek.sk



pobočka Žilina:

mobil: +421 905 805 546
e-mail: obchod@compek.sk

pobočka Púchov:

mobil: +421 949 749 599
e-mail: puchov@compek.sk

www.compek.cz

